titramax VT ACID/BASE

die Normen

Bestimmung von Säuren, Basen und anderen Ionen im Wasser

Beschreibung

Mit dem Titramax VT ACID/BASE können Säuren und Basen, Puffer-Kapazitäten, Carbonate, Bicarbonate und andere Ionen in Wasserproben bestimmt werden.

Der Titrator erfüllt unter anderem die Anforderungen der Normen

ASTM D 1067, ASTM D 1121, DIN 38409-7, DIN EN ISO 787-4, DIN ISO 125, ISO 10539.

Die Messung beruht auf der volumetrischen Titration mit Schwefelsäure oder Salzsäure bzw. Natron- oder Kalilauge. Die Wasserprobe wird in eine Vorlage dosiert, dann startet die Titration mit dem Titrationsmittel. Die Probenmenge wird in das Menü eingetragen. Der Titrationsprozess wird über spezielle Regelalgorithmen exakt und zuverlässig der Reaktionsgeschwindigkeit angepasst. Die Titration wird automatisch bis zum Endpunkt der Messung ausgeführt. Das Ergebnis wird in der vorher gewählten Einheit dargestellt, die individuell modifiziert werden kann.



Titramax VT ACID/BASE

Anwendungen

Säure-/Base-Titrationen bilden die Grundlage für die Einstellung von Pufferlösungen, die Überwachung von Lebensmitteln, Arzneistoffen, Futtermitteln oder auch für die richtige Chemikaliendosierung bei der Wasser- und Abwasser-Behandlung, z. B. bei der Enthärtung und Flockung. Der Titrator eignet sich für die Analyse von


- Trinkwasser, Oberflächenwasser, Meerwasser
- technischen Wässern wie Kesselwasser, Kühlwasser
- Lösungen für Arzneimittel
- Extrakten aus Feststoffen wie Böden, Baustoffen, Abfällen, Lebensmitteln, Futterstoffen



Titrierspitze und pH-Elektrode in der Probenlösuna

Vorteile

- Kompletter Messplatz für den gewünschten Parameter
- Vollautomatische volumetrische Titration
- Präzise Steuerung der Titrationsparameter durch spezielle Regelalgorithmen
- Sofort betriebsbereit durch vorinstallierte Messprogramme
- Formelgenerator für die individuelle Ergebnis-Ausgabe



Features

Der Titramax VT ACID/BASE besteht aus


- einem automatischen volumetrischen Titrator mit potentiometrischer pH-Indikation und integriertem Temperatursensor,
- dem Titrationsgefäß mit Rührer-Einheit.

Die Analyse basiert auf

- einer Säure-Base-Titration in einem wässrigen Medium,
- einer präzisen Indikation durch eine selektive und langzeitstabile Elektrode.

Analysenschritte

- 1. Kalibrierung der Elektrode
- 2. Einstellung der Titrationslösung
- 3. Titration der Wasserprobe



Technische Spezifikationen

Messmethode:

Ergebnisarten:

Messbereich / Display-Auflösung: Genauigkeit pH / mV (ohne Sensor):

Messbereich µA: Display-Auflösung µA: Genauigkeit µA (ohne Sensor): Messbereich Temperatur °C: Eingangsimpedanz des Verstärkers:

Auflösung der Bürette:

Befülldauer:

Spannungsversorgung:

Leistungsaufnahme:

Rührer-Anschluss:

Abmessungen: Gewicht:

Volumetrische Titration

Im Formelgenerator definierbar, z. B.:

p-Wert $\stackrel{\frown}{\text{mmol}/\text{L}}$ CaCO $_3$ = Grad deutscher Härte (° dH), m-Wert mmol/L

pH: 1 ... 14; mV: - 2000 ... 2000 / pH: 0,001; mV: 0,1

 $0,002 / 0.1 \,\text{mV} \pm 1 \,\text{Digit}$

0...100 0.1

0,2 ± 1 Digit - 75 ... 175 > 1 · 10¹³ Ohm

10.000 Schritte für 10 mL / 20 mL \pm 0,15 %

Dosiergenauigkeit gemäß DIN EN ISO 8655, Teil 3: Genauigkeit 0,15 % / Präzision 0,05 - 0,07 % (je nach verwendeter Wechseleinheit)

20 s

Externes Steckernetzteil 100 - 240 V, 50/60 Hz

30 VA

12 V DC out, 500 mA

30 x 45 x 30 cm (B x H x T), Höhe mit Wechseleinheit Ca. 3,5 kg (mit Wechseleinheit und leerer Reagenzienflasche)

ECH Elektrochemie Halle GmbH

Otto-Eißfeldt-Str. 8 D-06120 Halle (Saale)

Germany

Tel.: +49 (0) 345 279570-0 Fax: +49 (0) 345 279570-99

ECH Scientific Limited

Building 69, Wrest Park, Silsoe Bedfordshire, MK45 4HS United Kingdom

Tel.: +44 (0) 1525 404747 Fax: +44 (0) 1525 404848

E-Mail: info@ech.de • www.ech.de • www.aquamaxkf.com



the ECH advantage

in-lab | mobile | on-line | process